

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-475	REFERENCIA PS/MJF/109031
PRODUCTO Calculadora de bolo de mySugr (para dispositivos iOS). Referencia CPA-96.	
FINALIDAD PREVISTA Gestionar la diabetes insulino dependiente mediante el cálculo de una dosis de insulina de bolo o ingesta de carbohidratos basándose en los datos de terapia del paciente.	
VERSION SOFTWARE Versiones 3.0.0 y posteriores.	
FABRICANTE mySugr GmbH, Austria.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la calculadora de bolo de mySugr en dispositivos iOS, debido a que podrían proporcionar recomendaciones de dosis de insulina mayores de lo previsto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 39/2024	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

